

Hohenstein Qualitätslabel Bra Support

Ziel

Das Prüfgerät „MODY“ ermöglicht eine reproduzierbare Bestimmung des Support Levels von Sport BHs. Die prozentuale Reduzierung des Bewegungsumfanges der Brust kann durch die Methode objektiv quantifiziert werden.

Beschreibung

MODY ist ein 3D gedruckter Torso mit definierten Unterbrustumfängen und austauschbaren Cup's. Das Gerät ermöglicht eine separate oder synchronisierte Bewegung in die Richtungen „hoch-tief“, „rechts-links“ und „vor und zurück“. Die Bewegung des Brustpunkts wird hierbei getrackt und ausgewertet.

Die Standard Prüfung „hoch-tief“ erlaubt eine Identifizierung und Differenzierung von Support Levels von Sport-BHs, wie z.B. low, medium und high. Grundlage bildet die Analyse der Brustbewegung mit und ohne Sport-BH. Ein Vergleich der Bewegungskurven ermöglicht die Bestimmung der Reduzierung des Bewegungsumfanges der Brust. Auf dieser Basis kann der Support des zu prüfenden Sport-BHs klassifiziert werden.

Voraussetzung für eine optimale Stützfunktion eines Sport-BHs ist eine gute Passform. Aus diesem Grund wird die MODY-Prüfung mit einer Passform-Prüfung an Fit Models kombiniert. Grundlage beider Prüfungen ist immer die Basisgröße sowie ausgewählte weitere Größen aus dem kompletten Größenlauf.

Die bestandene Passformprüfung ist Voraussetzung für das Hohenstein Qualitätslabel Bra Support.



Ihr Nutzen als Auftraggeber

Auf Basis der objektiven Daten können Sie die Qualität Ihrer Sport BHs zielgerichtet abstimmen und verifizierte Marketingaussagen kommunizieren. Ein verlässlicher Support für die Brust mit der richtigen Passform führt zu einer besseren Performance und zur Zufriedenheit der Kundinnen.

Anforderung an das Prüfmuster

Ausgehend von der Basisgröße prüfen wir aktuell die Größen 80B, 80C, 80D. Zukünftig werden wir die Größen 90B, 90C, 90D anbieten. Zudem ist die richtige Passform des Sport-BHs Voraussetzung, um die Support-Funktion prüfen zu können. Die Passformprüfung stellt eine wichtige Grundlage dar.

Materialmenge:

Mindestens eine Größe in Originalmaterial. Je mehr Größen geprüft werden, desto besser kann eine Aussage über den Support des Sport BHs über den gesamten Größenlauf gemacht werden.

Prüfdauer:

10 Arbeitstage nach detaillierter Abstimmung der technischen Daten und Mustereingang.
Express – Service: 7 Arbeitstage

Was Sie von uns erhalten

- Prüfbericht inkl. prozentualer Werte Ihrer Stützfunktion
- Hohenstein Qualitätslabel Bra Support

Label & Zertifikate

Die Gültigkeitsdauer der Labels beträgt 1 Jahr. Zur Verlängerung der Gültigkeit muss eine Re-Zertifizierung beantragt werden. Dabei wird erneut geprüft, ob die Anforderungen des Labels erfüllt werden und es entstehen Prüfkosten. Eine erneute Labelnutzungsgebühr fällt dabei nicht an.